

Popis pretraga za vanjske pacijente

Odjel za endokrinologiju

Voditelj odjela: Andrea Saračević, spec.med.biokem. i lab.med.

Naziv pretrage: Adrenokortikotropni hormon (ACTH) u plazmi
Naziv pretrage na nalazu: (P) Adrenokortikotropni hormon (ACTH)

Vrsta uzorka Plazma (EDTA) [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 1,6 - 13,9 pmol/L

Naziv pretrage: Alfa-fetoprotein (AFP) u ostalim punktatura
Naziv pretrage na nalazu: (OP) Alfa-fetoprotein (AFP)

Vrsta uzorka Ostali punktatura [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 8,0 µg/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Alfa-fetoprotein (AFP) u perikardijalnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (Pk) Alfa-fetoprotein (AFP)

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 8,0 µg/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Alfa-fetoprotein (AFP) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Alfa-fetoprotein (AFP)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 8,0 µg/L

Naziv pretrage: **Anti-Müllerov hormon (AMH) u serumu**
Naziv pretrage na nalazu: **(S) Anti-Müllerov hormon (AMH)**

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
Za muškarce, do neograničeno: 5,50 - 103,00 pmol/L
Za žene, do 24g: 8,71 - 83,60 pmol/L
do 29g: 6,35 - 70,30 pmol/L; do 34g: 4,11 - 58,00 pmol/L
do 39g: 1,05 - 53,50 pmol/L; do 44g: 0,19 - 39,10 pmol/L
do 50g: 0,07 - 19,30 pmol/L
do neograničeno: < 19,30 pmol/L

Naziv pretrage: **Antitireoglobulinska protutijela (aTG) u serumu**
Naziv pretrage na nalazu: **(S) Antitireoglobulinska protutijela (aTG)**

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 4,5 kIU/L

Naziv pretrage: Antitireoperoksidazna protutijela (aTPO) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Antitireoperoksidazna protutijela (aTPO)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 60 kIU/L

Naziv pretrage: Citokeratinski fragment 19 (CYFRA 21-1) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Citokeratinski fragment 19 (CYFRA 21-1)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 3,3 µg/L

Naziv pretrage:

C-peptid u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) C-peptid

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 0,37 - 1,47 nmol/L

Naziv pretrage:

Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica $\mu\text{mol/L}$

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Do 2g referentni intervali nisu definirani. Do 3g: 0,08-0,60 $\mu\text{mol/L}$; do 9g: (M) 0,08-2,40 $\mu\text{mol/L}$, (Ž) 0,08-2,90 $\mu\text{mol/L}$; do 14g: (M) 1,00-7,30 $\mu\text{mol/L}$; do 15g: (Ž) 0,90-6,70 $\mu\text{mol/L}$; do 21g: (M) 2,80-14,20 $\mu\text{mol/L}$, (Ž) 2,70-11,20 $\mu\text{mol/L}$; do neograničeno: 0,94-15,44 $\mu\text{mol/L}$, (Ž) 0,70-12,49 $\mu\text{mol/L}$

Naziv pretrage: Estradiol u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Estradiol

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Do 2g referentni intervali nisu definirani.
Do 3g: (M) 43,3-188,6 pmol/L; (Ž) 43,3-106,8 pmol/L
do 9g: (M): 43,3-97,1 pmol/L; (Ž) 43,3-160,3 pmol/L
do 11g: (Ž) 43,3-644,5 pmol/L; do 13g: (M) 43,3-134,4 pmol/L
do 21g: (M) 43,3-179,5 pmol/L; (Ž) 59,1-874,6 pmol/L
do neograničeno: (M) <146,1 pmol/L; (Ž) folikularna faza: 71,6 - 529,2 pmol/L; ovulacijska faza: 234,5 - 1309,1 pmol/L; lutealna faza: 204,8 - 786,1 pmol/L; postmenopauza: < 118,2 pmol/L

Naziv pretrage: Folikulstimulirajući hormon (FSH) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Folikulstimulirajući hormon (FSH)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Do 2g referentni intervali nisu definirani. Do 3g: (M) 0,3-1,3 IU/L, (Ž) 1,3-5,0 IU/L; do 9g: (M) 0,4-2,0 IU/L, (Ž) 0,5-5,0 IU/L; do 11g: (M) 0,4-4,6 IU/L, (Ž) 1,4-9,3 IU/L; do 21g: (M) 1,4-7,5 IU/L, (Ž) 2,2-10,1 IU/L; do 70 g: (M) 1,4-18,1 IU/L; do neograničeno: (Ž) folikularna faza: 2,5 - 10,2 IU/L; ovulacijska faza: 3,4 - 33,4 IU/L; lutealna faza: 1,5 - 9,1 IU/L; postmenopauza: 23,0 - 116,3 IU/L

Naziv pretrage:

Folna kiselina (folat) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Folna kiselina (folat)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

> 12,19 nmol/L

Deficit folne kiseline: 0,79 - 7,63 nmol/L.

Moguć deficit folne kiseline: 7,64 - 12,19 nmol/L, za potvrdu dijagnoze je potrebna daljnja dijagnostička obrada.

Naziv pretrage:

Globulin koji veže spolne hormone (SHBG) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Globulin koji veže spolne hormone (SHBG)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)

Do 2g referentni intervali nisu definirani.

Za muškarce, do 10g: 52,64-164,05 nmol/L; do 11g: 36,30-150,54 nmol/L; do 12g: 32,40-139,19 nmol/L; do 13g: 21,13-128,09 nmol/L; do 14g: 20,55-101,55 nmol/L; do 15g: 14,04-88,42 nmol/L; do 20g: 14,09-68,87 nmol/L; do 49g: 14,55-94,64 nmol/L; do neograničeno: 21,63-113,13 nmol/L

Za žene, do 10g: 38,09-180,00 nmol/L; do 15g: 20,47-121,34 nmol/L; do 20g: 19,81-140,67 nmol/L; do 60g: 10,84-180,00 nmol/L; postmenopauza: 23,15 - 159,07 nmol/L

Naziv pretrage: **Humani epididimalni protein 4 (HE4) u serumu**
Naziv pretrage na nalazu: **(S) Humani epididimalni protein 4 (HE4)**

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce referentni intervali nisu primjenjivi.
Za žene do 40g: <60,5 pmol/L
do 49g: <76,2 pmol/L
do 59g: <74,3 pmol/L
do 69g: <82,9 pmol/L
do neograničeno: <104,0 pmol/L

Naziv pretrage: **Humani korionski gonadotropni hormon (β -hCG) u serumu**
Naziv pretrage na nalazu: **(S) Humani korionski gonadotropni hormon (β -hCG)**

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) m/ž: < 6 IU/L
Trudnice (gestacijska dob): 2-4 tjedana: 39,1 - 8 388 IU/L;
5-6 tjedana: 861 - 88 769 IU/L; 6-8 tjedana: 8 636 - 218 085 IU/L; 8-10 tjedana: 18 700 - 244 467 IU/L; 10-12 tjedana: 23 143 - 181 899 IU/L; 13-27 tjedana: 6 303 - 97 171 IU/L; 28-40 tjedana: 4 360 - 74 883 IU/L

Naziv pretrage:	Inzulin u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Inzulin

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 17,8 - 173,0 pmol/L

Naziv pretrage:	Karcinoembrionalni antigen (CEA) u ostalim punktatum
Naziv pretrage na nalazu:	(OP) Karcinoembrionalni antigen (CEA)

Vrsta uzorka Ostali punktati [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 2,5 µg/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Karcinoembrionalni antigen (CEA) u perikardijalnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (Pk) Karcinoembrionalni antigen (CEA)

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 2,5 µg/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Karcinoembrionalni antigen (CEA) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Karcinoembrionalni antigen (CEA)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 2,5 µg/L

Naziv pretrage: Kombinirani probir u prvom tromjesečju trudnoće**Naziv pretrage na nalazu: Kombinirani probir u prvom tromjesečju**

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 7 dana

Mjerna jedinica opisno

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.
Izračunati rizici nemaju dijagnostičku vrijednost, već ukazuju na vjerojatnost pojave sindroma Down, Edwards i Patau. Manje od 1:250 predstavlja niskrizik, više od 1:250 predstavlja visoki rizik.

Naziv pretrage: Kortizol (nakon deksametazona) u serumu**Naziv pretrage na nalazu: (S) Kortizol (nakon deksametazona)**

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 145,4 - 619,4 nmol/L
Referentni interval odnosi se na koncentraciju kortizola u serumu bez primjene deksametazona.

Naziv pretrage: Kortizol u 24h urinu (pretraga u uvođenju)
Naziv pretrage na nalazu: (dU) Kortizol

Vrsta uzorka [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#)

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika

Upute za slanje uzorka poštom

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage: Kortizol u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Kortizol

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 145,4 - 619,4 nmol/L

Naziv pretrage: **Luteinizirajući hormon (LH) u serumu**
Naziv pretrage na nalazu: **(S) Luteinizirajući hormon (LH)**

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Do 2g referentni intervali nisu definirani. Do 3g: <0,1 IU/L; do 9g: (M) 0,1-0,4 IU/L, (Ž) 0,1-0,2 IU/L; do 12g: (M) 0,1-2,9 IU/L, (Ž) 0,1-11,8 IU/L; do 21g: (M) 1,0-7,1 IU/L, (Ž) 1,0-52,2 IU/L; do 70g: (M) 1,5-9,3 IU/L; do neograničeno: (M) 3,1-34,6 IU/L, (Ž) folikularna faza: 1,9 - 12,5 IU/L; ovulacijska faza: 8,7 - 76,3 IU/L; lutealna faza: 0,5 - 16,9 IU/L; postmenopauza: 7,9 - 53,8 IU/L

Naziv pretrage: **Neuron specifična enolaza (NSE) u serumu**
Naziv pretrage na nalazu: **(S) Neuron specifična enolaza (NSE)**

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 16,3 µg/L

Naziv pretrage:	Omjer fPSA/PSA u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	Omjer fPSA/PSA

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Određivanje PSA preporučuje se prije bilo kakve manipulacije prostatom (npr. biopsija prostate, vožnja biciklom, spolna aktivnost i dr.) i najmanje 5 dana nakon digitorektalnog pregleda (DRP-a) zbog značajnog utjecaja na točnost rezultata. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce, do neograničeno: > 18%

Naziv pretrage:	Osteokalcin u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Osteokalcin

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce, do 18g, referentni intervali nisu definirani. Do 30g: 27-70 µg/L; do 50g: 14-42 µg/L; do 70g: 14-46 µg/L.
Za žene, do 20g, referentni intervali nisu definirani. Do neograničeno: 11-43 µg/L; postmenopauza: 15-46 µg/L

Naziv pretrage: Paratireoidni hormon (PTH) u ostalim punktatima
Naziv pretrage na nalazu: (OP) Paratireoidni hormon (PTH)

Vrsta uzorka Ostali punktati [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 1,96 - 9,33 pmol/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Paratireoidni hormon (PTH) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Paratireoidni hormon (PTH)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 1,96 - 9,33 pmol/L

Naziv pretrage: Plazmatski protein A povezan s trudnoćom (PAPP-A) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Plazmatski protein A povezan s trudnoćom (PAPP-A)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica IU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce referentni intervali nisu primjenjivi.
Za žene, do neograničeno: < 0,007 IU/L

Naziv pretrage: Progesteron u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Progesteron

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce, do neograničeno: 0,89-3,88 nmol/L
Za žene, do 12g: 0,67-5,53 nmol/L; do 21g: 0,67-39,43 nmol/L; do neograničeno - folikularna faza: < 4,45 nmol/L; lutealna faza: 10,62 - 81,28 nmol/L; srednja lutealna faza: 14,12 - 89,14 nmol/L; postmenopauza: < 2,32 nmol/L

Naziv pretrage:	Prolaktin u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Prolaktin

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica mIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Do 2g referentni intervali nisu definirani. Do 3g: (M) 76,3-606,3 mIU/L, (Ž) 65,7-332,8 mIU/L; do 9g: (M) 95,4-382,2 mIU/L, (Ž) 66,6-334,1 mIU/L; do 12g: (Ž) 75,0-386,7 mIU/L; do 16g: (M) 67,8-284,9 mIU/L; do 21g: (M) 115,1-326,7 mIU/L, (Ž) 89,9-489,7 mIU/L; do neograničeno: (M) 45,0-375,0 mIU/L, (Ž) 59,0-619,0 mIU/L; postmenopauza: 38,0 - 430,0 mIU/L

Naziv pretrage:	Prostata specifični antigen (PSA) u serumu
Naziv pretrage na nalazu:	(S) Prostata specifični antigen (PSA)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica µg/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Određivanje PSA preporučuje se prije bilo kakve manipulacije prostatom (npr. biopsija prostate, vožnja biciklom, spolna aktivnost i dr.) i najmanje 5 dana nakon digitorektalnog pregleda (DRP-a) zbog značajnog utjecaja na točnost rezultata. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce, do neograničeno: < 4,00 µg/L

Naziv pretrage: Slobodna podjedinica humanog korionskog gonadotropnog hormona (free β -hCG) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Slobodna podjedinica humanog korionskog gonadotropnog hormona (free β -hCG)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica IU/L

[Posebne upute za pripremu bolesnika](#) Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

[Upute za slanje uzorka poštom](#) Uzorci se ne mogu slati poštom.

[Referentni interval \(RI\)](#) < 0,5 IU/L

Naziv pretrage: Slobodni prostata specifični antigen (fPSA) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Slobodni prostata specifični antigen (fPSA)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica μ g/L

[Posebne upute za pripremu bolesnika](#) Određivanje PSA preporučuje se prije bilo kakve manipulacije prostatom (npr. biopsija prostate, vožnja biciklom, spolna aktivnost i dr.) i najmanje 5 dana nakon digitorektalnog pregleda (DRP-a) zbog značajnog utjecaja na točnost rezultata. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

[Upute za slanje uzorka poštom](#) Uzorci se ne mogu slati poštom.

[Referentni interval \(RI\)](#) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Slobodni tiroksin (FT4) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Tiroksin, slobodni (FT4)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 2g: 12,1 - 18,6 pmol/L
do 12g: 11,1 - 18,1 pmol/L
do 20g: 10,7 - 18,4 pmol/L
do neogranično: 11,5 - 22,7 pmol/L

Naziv pretrage: Slobodni trijodtironin (FT3) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Trijodtironin, slobodni (FT3)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI)
do 2g: 5,1 - 8,0 pmol/L
do 12g: 5,1 - 7,4 pmol/L
do 20g: 4,7 - 7,2 pmol/L
do neograničeno: 3,5 - 6,5 pmol/L

Naziv pretrage: Test inzulinske osjetljivosti (HOMA) - Aktivnost β -stanica gušterače (HOMA- β)
Naziv pretrage na nalazu: Test inzulinske osjetljivosti (HOMA) - Aktivnost β -stanica gušterače (HOMA- β)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Test inzulinske osjetljivosti (HOMA) - Indeks inzulinske rezistencije (HOMA-IR)
Naziv pretrage na nalazu: Test inzulinske osjetljivosti (HOMA) - Indeks inzulinske rezistencije (HOMA-IR)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Test inzulinske osjetljivosti (HOMA) - Periferna osjetljivost na inzulin (HOMA-S)
Naziv pretrage na nalazu: Test inzulinske osjetljivosti (HOMA) - Periferna osjetljivost na inzulin (HOMA-S)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica %

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Referentni intervali nisu definirani.

Naziv pretrage: Test procjene rizika za karcinom jajnika - ROMA (pretraga u uvođenju)
Naziv pretrage na nalazu: Test procjene rizika za karcinom jajnika (ROMA)

Vrsta uzorka **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente**

Mjerna jedinica

Posebne upute za pripremu bolesnika

Upute za slanje uzorka poštom

Referentni interval (RI)

Naziv pretrage: Testosteron u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Testosteron

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Do 2g referentni intervali nisu definirani.
Za muškarce, do 10g: 0,24-0,90 nmol/L; do 11g: 0,24-11,85 nmol/L; do 12g: 0,24-19,52 nmol/L; do 13g: 0,32-19,53 nmol/L; do 14g: 0,81-25,76 nmol/L; do 15g: 5,00-29,20 nmol/L; do 20g: 4,10-32,92 nmol/L; do 49g: 5,72-26,14 nmol/L; do neograničeno: 3,00-27,35 nmol/L
Za žene, do 10g: 0,24-3,76 nmol/L; do 15g: 0,24-1,68 nmol/L; do 20g: 0,61-1,75 nmol/L; do 60g: 0,42-2,06 nmol/L; postmenopauza: 0,24 - 1,70 nmol/L

Naziv pretrage: Tireotropni hormon (TSH) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Tireotropni hormon (TSH)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica mIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) do 2g: 0,87 - 6,15 mIU/L
do 12g: 0,67 - 4,16 mIU/L
do 20g: 0,48 - 4,17 mIU/L
do neograničeno: 0,55 - 4,78 mIU/L

Naziv pretrage: Ugljikohidratni antigen 125 (CA 125) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Ugljikohidratni antigen 125 (CA 125)

Vrsta uzorka Serum [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) 3 dana

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika CA 125 se ne određuje za vrijeme menstruacije. Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 35 kIU/L

Naziv pretrage: Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3) u ostalim punktatima
Naziv pretrage na nalazu: (OP) Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3)

Vrsta uzorka Ostali punktati [Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente](#) Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 32,4 kIU/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3) u perikardijalnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (Pk) Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3)

Vrsta uzorka Perikardijalni punktat **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 32,4 kIU/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3) u serumu
Naziv pretrage na nalazu: (S) Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA 15-3)

Vrsta uzorka Serum **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** 3 dana

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 32,4 kIU/L

Naziv pretrage: Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA 19-9) u ostalim punktatima
Naziv pretrage na nalazu: (OP) Ugljikohidratni antigen 19-9

Vrsta uzorka Ostali punktati **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 37 kIU/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage: Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA 19-9) u perikardijalnom punktatu
Naziv pretrage na nalazu: (Pk) Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA 19-9)

Vrsta uzorka Perikardijalni punktati **Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente** Nije primjenjivo

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 37 kIU/L
Referentni interval odnosi se na uzorak seruma.

Naziv pretrage:

Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA 19-9) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA 19-9)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica kIU/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) < 37 kIU/L

Naziv pretrage:

Vitamin B12 (kobalamin) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Vitamin B12 (kobalamin)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica pmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 156 - 672 pmol/L

Naziv pretrage:

Vitamin D (25-hidroksi-kolekalciferol) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) Vitamin D (25-hidroksi-kolekalciferol)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica nmol/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) 19,0 - 139,0 nmol/L

Naziv pretrage:

β -C-terminalni telopeptid (β -CTx) u serumu

Naziv pretrage na nalazu:

(S) β -C-terminalni telopeptid (β -CTx)

Vrsta uzorka Serum

Vrijeme od zaprimanja uzorka do izdavanja nalaza za vanjske pacijente 3 dana

Mjerna jedinica μ g/L

Posebne upute za pripremu bolesnika Upute za pripremu bolesnika dostupne su na mrežnim stranicama Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku, KB Sveti Duh.

Upute za slanje uzorka poštom Uzorci se ne mogu slati poštom.

Referentni interval (RI) Za muškarce, do 30g, referentni intervali nisu definirani. Do 50g: <0,60 μ g/L; do 70g: <0,70 μ g/L; do neograničeno : <0,90 μ g/L
Za žene - predmenopauza: <0,57 μ g/L; postmenopauza: <1,01 μ g/L

Izradio:

Lora Dukić

Pregledao:

Lora Dukić

Odobrio:

Ana-Maria Šimundić

Datum primjene:

28.9.2021.